

SEMAX i SELANK – peptydy podawane donosowo

Instrukcja przygotowania roztworu do podania donosowego.

W skład jednego zestawu wchodzi cztery rzeczy

1. Fiolka z liofilizowanym, sterylnym peptydem.
2. Atomizer zawierający wodę bakteriostatyczną – 1% roztwór wodny alkoholu benzyłowego (5 ml płynu).
3. Strzykawka 5 ml.
4. Igła do pobierania płynu.

Procedura wykonania roztworu

1. Przygotowujemy sobie kawałek stołu, na którym będziemy dokonywać czynności.
2. Siadamy na krześle przy stole i cały zestaw rozkładamy przed sobą.
3. Wyjmujemy igłę z opakowania, wyjmujemy strzykawkę z opakowania. Igłę zakładamy na strzykawkę. Odkładamy strzykawkę z igłą na stół.
4. Bierzymy do ręki **atomizer** zawierający płyn. Trzymając atomizer w pozycji pionowej odkręcamy cały plastikowy dozownik z buteleczki. Odkładamy go na bok.
5. Bierzymy strzykawkę z igłą i nabieramy płyn do strzykawki z buteleczki (nie musi być cały). Odstawiamy buteleczkę i strzykawkę z płynem na bok.
6. Bierzymy do ręki **fiolkę** z proszkiem i odrywamy z niej plastikowe wieczko. Oderwane wieczko odkładamy. Nie będzie już potrzebne.
7. W jednej ręce trzymamy fiolkę, w drugiej strzykawkę z płynem.
8. Przebijamy igłą gumową membranę w okolicach jej środka (membrana jest gruba i dosyć twarda).
9. Wstrzykujemy płyn ze strzykawki do ampułki (w ampulce jest prawie próżnia, więc płyn ze strzykawki zostanie zassany do ampułki).
10. Proszek rozpuści się szybko. Możemy na ten czas wyjąć strzykawkę z igłą z ampułki. Możemy też delikatnie potrząsać ampułką.
11. Po całkowitym rozpuszczeniu proszku ponownie wbijamy igłę przez membranę. Nabieramy cały płyn z rozpuszczonym proszkiem do strzykawki.
12. Pustą ampułkę odkładamy. Bierzymy buteleczkę do ręki i wstrzykujemy cały płyn ze strzykawki do buteleczki.
13. Odkładamy strzykawkę i nakręcamy plastikowy dozownik na buteleczkę.
14. Gotowe.

Uwaga: płyn nie jest i nie musi być sterylny. Natomiast powinien być czysty.

Atomizer dozuje płyn do nosa kilkoma bardzo cienkimi strumieniami. Dozownik podczas „psikania” powinien znajdować się w pozycji pionowej.

Pojedyncza dawka (jedno „psiknięcie”) zawiera 0,138 mg substancji czynnej (Selanku lub Semaxu). Cały atomizer zawiera około 36 „psików”. Roztwór w atomizerze **należy przechowywać w lodówce** (nie w zamrażalniku!).

Uwaga: produkt nie jest przeznaczony do użytku przez ludzi. Nie jest też produktem leczniczym w rozumieniu polskiego prawa. Instrukcja ta została utworzona w celach edukacyjnych.

Zion Pharma

Nootropy

noweklimaty.pl

zionpharma@pm.me